

New Design

ナチュラルコンタクトプレート

Low Profile & Anatomical 腓骨遠位端用 *Fibula*

日本人の骨格に合わせた
アナトミカルプレート
ロープロファイルなデザインで
異物感を排除



ナチュラルコンタクトプレート4つの特徴

Point 1 アナトミカル

腓骨遠位端にフィットする形状に作られており、手術時間の短縮につながります。

Point 2 遠位でも強固な固定


遠位端に3本のキャンセラスクリューが留められ、より強固な固定力を得られます。

Point 3 ロープロファイルなデザイン

プレート厚1.0mm。スクリューヘッドも従来の大きさのものより、薄いスクリューヘッドになっています。

New! Point 4 New Design

従来のナチュラルコンタクトプレートにひねりを加え、より高いフィット感を実現しました。



材質 プレート.....純チタン (Commercially Pure Titanium) 幅17mm/10mm 厚さ1mm
 スクリュー.....チタン合金 (Ti6Al4v)

規格	製品番号	全長・サイズ	分類番号	薬事承認番号	
プレート	NC フィブularプレート 3H LEFT	100-03-L	62mm	FE-1	21700BZY00185000
	NC フィブularプレート 3H RIGHT	100-03-R	62mm	FE-1	21700BZY00185000
	NC フィブularプレート 4H LEFT	100-04-L	72mm	FE-1	21700BZY00185000
	NC フィブularプレート 4H RIGHT	100-04-R	72mm	FE-1	21700BZY00185000
	NC フィブularプレート 5H LEFT	100-05-L	82mm	FE-1	21700BZY00185000
	NC フィブularプレート 5H RIGHT	100-05-R	82mm	FE-1	21700BZY00185000
	NC フィブularプレート 6H LEFT	100-06-L	92mm	FE-1	21700BZY00185000
	NC フィブularプレート 6H RIGHT	100-06-R	92mm	FE-1	21700BZY00185000
スクリュー	NC フィブularプレート 8H LEFT	100-08-L	112mm	FE-1	21700BZY00185000
	NC フィブularプレート 8H RIGHT	100-08-R	112mm	FE-1	21700BZY00185000
	コーティカルスクリュー 3.5	0035-10	10mm	FA-1	21700BZY00185000
	コーティカルスクリュー 3.5	0035-12	12mm	FA-1	21700BZY00185000
	コーティカルスクリュー 3.5	0035-14	14mm	FA-1	21700BZY00185000
	コーティカルスクリュー 3.5	0035-16	16mm	FA-1	21700BZY00185000
	コーティカルスクリュー 3.5	0035-18	18mm	FA-1	21700BZY00185000
	コーティカルスクリュー 3.5	0035-20	20mm	FA-1	21700BZY00185000
	コーティカルスクリュー 3.5	0035-22	22mm	FA-1	21700BZY00185000
	コーティカルスクリュー 3.5	0035-24	24mm	FA-1	21700BZY00185000
	コーティカルスクリュー 3.5	0035-26	26mm	FA-1	21700BZY00185000
	コーティカルスクリュー 3.5	0035-28	28mm	FA-1	21700BZY00185000
	コーティカルスクリュー 3.5	0035-30	30mm	FA-1	21700BZY00185000
	フルスレッドキャンセラスクリュー 3.5	0135-10	10mm	FA-1	21700BZY00185000
	フルスレッドキャンセラスクリュー 3.5	0135-12	12mm	FA-1	21700BZY00185000
	フルスレッドキャンセラスクリュー 3.5	0135-14	14mm	FA-1	21700BZY00185000
	フルスレッドキャンセラスクリュー 3.5	0135-16	16mm	FA-1	21700BZY00185000
	フルスレッドキャンセラスクリュー 3.5	0135-18	18mm	FA-1	21700BZY00185000
	フルスレッドキャンセラスクリュー 3.5	0135-20	20mm	FA-1	21700BZY00185000
	フルスレッドキャンセラスクリュー 3.5	0135-22	22mm	FA-1	21700BZY00185000
フルスレッドキャンセラスクリュー 3.5	0135-24	24mm	FA-1	21700BZY00185000	



施術前



施術後

T-ハンドル	NC-F-001
コーティカルタッパ 3.5mm	NC-F-002
キャンセラスタッパ 3.5mm	NC-F-003
ドリルガイド	NC-F-004
スクリュードライバー	NC-F-005
把持器	NC-F-006
デプスゲージ	NC-F-007
ドリル先 3.5mm	NC-F-010
ドリル先 2.5mm	NC-F-011
滅菌ケース	NC-F-100

【発売元】



タクト医療株式会社

本社 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
 TEL.03(5644)8711 FAX.03(5641) 5814
 金沢 〒920-0024 石川県金沢市西念4-18-40 NYビル6F
 TEL.076(224)1815 FAX.076(224)1560
 URL <http://tact-medical.co.jp>